Instrukcja dotyczy zmiany licencji Origina zainstalowanej w wersji domowej na wersję sieciową programu. Wersja sieciowa będzie działać jedynie na komputerach podłączonych do sieci UG na których zainstalowano już program Origin (w dowolnej wersji).

Do instalacji programu i związanej z nim licencji uprawnieni są wszyscy pracownicy i doktoranci UG. Instalacja jest możliwa na komputerach już zarejestrowanym w uczelnianej sieci komputerowej (nie dotyczy komputerów łączących się przez Eduroam).

Aby Origin zainstalowany w wersji sieciowej działał poprawnie, komputer na którym jest zainstalowany musi być podłączony do sieci UG.

Zaletą sieciowej instalacji jest jednokrotna aktywacja. W kolejnych latach aktywacja nie będzie już wymagana

- Aby zainstalować aktualną licencję Origin-a na komputerze na którym oprogramowanie jest już zainstalowane:
 - Zgłoś się do wydziałowego administratora sieci po numer seryjny licencji oraz dane serwera licencji FlexLm
 - Uruchom w trybie administratora aplikację OriginPro xxxx Add or Remove Files (W nowszej wersji programu uruchom aplikację Repair or Uninstall Origin xxxx) poprzez klikniecie prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybieranie opcji "Uruchom jako administrator".



- Odpowiedz "Tak" na pytanie "Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na komputerze"
- Wybierz opcję Modify



Origin Setup	
Welcome Modify, repair, c	or remove the program.
Welcome to the current installati	: Drigin 2019 Setup Maintenance program. This program lets you modify the on. Click one of the options below. Add or remove components. Change serial number.
⊙ R <u>e</u> pair/Upg ■ F	rade Reinstall/Upgrade all program features installed by the previous setup.
© <u>R</u> emove	Remove all installed features.
and canonicilu	< Back Next > Cancel

• Odpowiedz "Tak" na poniższe pytanie

Question	x
?	Do you want to change your serial number?
	Iak Nie

o Wypełnij wszystkie pola poniższego formularza i kliknij "Next"

Origin Setup	ſ
Customer Information Please enter your information.	
Please enter your name, the name of the company for which you work and the product serial number.	
<u>U</u> ser Name:	
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX	
Company Name:	
Wydział xxxxxx/UG	
Serial Number (enter full Serial Number using format xxxxx-xxxxx-xxxxx):	
GFxSx-xxxxx-xxxxxxxx	
InstallShield Cancel	

• Sprawdź parametry licencji i jeżeli wszystko się zgadza potwierdź je klikając "Yes"

Registration Confirmation		
You have provided the following registration information:		
Name:		
Company:		
Serial Number:		
Is this registration information correct?		
Yes No		

o Kliknij "Next" w poniższym oknie

ngin setup	
Start Copying Files	
Review settings before copying files.	
Setup has enough information to start co change any settings, click Back. If you copying files.	pying the program files. If you want to review or are satisfied with the settings, click Next to begin
Current Settings:	
Origin Directory: C:\Program Files\OriginLab\Orig	in2015\
Program Folder: C:\ProgramData\Microsoft\Win	dows\Start Menu\Programs\DriginLab\Drigin 2015
Installing: Origin program files OriginPro program files English Help Files	
•	III +

o Kliknij "Finish" w poniższym oknie



Uruchom program Origin Pro xxxx jako administrator (kliknij prawym przyciskiem myszy na aplikację i wybierz opcję "Uruchom jako administrator")

☐ 🛃 🔂 🚽 Plik Narzędzia głó	wne Udostępnianie Widok	Narzędzia skrótów Narzędzia aplikacji Origin 2018 Zarządzanie Zarządzanie	
	Ten komputer > Dysk lokalny (C:)	> ProgramData > Microsoft > Windows > Menu Start >	Programy ⇒
📌 Szybki dosten	^ Nazwa	Data modyfikacji Typ	Rozmiar
Pulpit *	 Origin 2018 64Bit Origin 2018 Add or Remov 	21.11.2017 14:15 Skrót Otwórz	2 KB 3 KB
Vobrane 🖈 🚔 Dokumenty 🖈	Origin 2018 Analysis and G	Otwórz lokalizację pliku	2 KB 2 KB
Cobrazy 🖈	Crigin 2018 Program Data	Rozwiąż problemy ze zgodnością	2 KB
Wideo	Origin 2018 Sample Data	Przypnij do ekranu startowego Skanuj przy użyciu programu Windows Defender	2 KB
🙈 OneDrive		Przypnij do paska zadań	

- Kliknij "Tak" na pytanie "Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na komputerze"
- W pojawiającym się oknie wprowadź otrzymany od administratora numer IP FlexLm serwera, pole TCP/IP Port pozostaw puste.

License Information	1			×
Name	U @ ytkownik systemu Windows		Update	
Company	Wydzia 🚯 xxxxxxx UG		Cancel	
Serial Number				
FLEXIm Server		TCP/IP Port:]
Please enter the FLI Update.	EXIm Server name or IP address, and TCP/IF	⁾ Port number if re	quired. Then click Borrow	

• Kliknij "Update". Program jest gotowy do pracy